


## Поликлональные Антитела Против Sav1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9H4B6

Артикул: CM0029977



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SAV1 (hWW45), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью. Идеально подходят для исследований сигнального пути Hippo, контроля размера органов и супрессии опухолей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | SAV1 Rabbit pAb                                                                                                                                            |
| Примечания/Псевдоним      | SAV; WW45; WWP4; SAV1                                                                                                                                      |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                    |
| GeneID (человек)          | 60485                                                                                                                                                      |
| GeneID                    | 60485                                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок   Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 199-383 человеческого SAV1 (NP_068590.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                     |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                    |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                                              |
| SWISS                     | Q9H4B6                                                                                                                                                     |
| Молекулярный вес белка    | 45кДа                                                                                                                                                      |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                             |