


Поликлональное Антитело Кролика Против Sav1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9H4B6

Артикул: CM0024288



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SAV1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Нацелено на регулятор сигнального пути Нирро, белок массой 45 кДа. Подходит для применений в Вестерн-блоттинге, иммуногистохимии и ИФА.

[Узнать больше](#)

Название продукта	[KO Validated] SAV1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	SAV; WW45; WWP4; V1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	60485
GeneID	60485
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 199-383 человеческого SAV1 (NP_068590.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H4B6
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом