


Анти-Sbds Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - Q9Y3A5

Артикул: CM0003422



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против белка SBDS человека, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований биогенеза рибосом и синдрома Швахмана-Даймонда.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SBDS Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	SDS; SD01; SWDS; CGI-97; SBDS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51119
GeneID	51119
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 151-250 человеческого SBDS (NP_057122.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y3A5
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом