

Кроличье Поликлональное Антитело Против Sbf1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O95248

Артикул: CM0013758

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок SBF1 (MTMR5), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, с перекрестной реактивностью к белкам человека и крысы. Идеально для исследования путей аутофагии, миелинизации нейронов и болезни Шарко-Мари-Тута.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SBF1
Примечания/Алиасы	MTMR5; CMT4B3; DENND7A; SBF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6305
GeneID	6305
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1630-1770 человеческого белка SBF1 (NP_002963.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O95248
Молекулярная масса белка	208 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом