


Анти-Scaf8 (Rbm16) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Upn6

Артикул: CM0021441



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого SCAF8 (RBM16), подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Полезны для изучения терминирования транскрипции и процессинга РНК. Рекombинантный иммуноген, 141 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCAF8 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	RBM16; SCAF8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	22828
ID гена	22828
Иммуноген	Рекombинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 572-634 человеческого SCAF8 (NP_055707.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UPN6
Молекулярный вес белка	141kDa
Доставка	Сумка со льдом