

Поликлональное Антитело Anti-Scamp2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O15127

Артикул: CM0028563

введение

Поликлональное антитело кролика Anti-SCAMP2, полученное против рекомбинантного человеческого белка SCAMP2. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектирует человеческий SCAMP2 (~37 кДа), участвующий в путях рециклинга после аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

Название продукта	SCAMP2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SCAMP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10066
ID гена	10066
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-152 человеческого SCAMP2 (NP_005688.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15127
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом