

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Scamp2 Для Wb, If/Icc, Elisa — O15127

Артикул: CM0019534

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика anti-SCAMP2, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Распознаёт SCAMP2 человека, мыши и крысы (37 кДа). Идеально подходит для изучения белка 2, ассоциированного с мембраной секреторных переносчиков, в процессах рециклинга после аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCAMP2 Rabbit pAb
Примечания/синоним	SCAMP2
Вид	Человек
Идентификатор гена	10066 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-152 человеческого SCAMP2 (NP_005688.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15127
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом