

Кроличья Поликлональная Антитело Против Scand1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P57086

Артикул: CM0029478

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против SCAND1 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген. Для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCAND1 Кролик rAb
Примечания/Псевдоним	RAZ1; SDP1; SCAND1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51282
ID гена	51282
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-179 человеческого SCAND1 (NP_057642.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P57086
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом