

Кроличье Поликлональное Антитело К Sccpdh Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Nbx0

Артикул: CM0021662

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок SCCPDH (NET11, CGI-49), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим и мышинным белком; иммуноген - рекомбинантный белок. Идеально для изучения функции оксидоредуктазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SCCPDH
Примечания/Альтернативные названия	NET11; CGI-49; SCCPDH
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51097
GeneID	51097
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого SCCPDH (NP_057086.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8NBX0
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом