


Поликлональное Антитело Против Scd Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O00767

Артикул: CM0024911



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческой стеарил-КоА десатуразы (SCD). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Реагирует с человеческим и крысиным белком. Подходит для исследований липидного метаболизма и биосинтеза жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] SCD Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008; SCD
Вид	Человек
GeneID (человек)	6319
GeneID	6319
Иммуноген	синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O00767
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом