

## Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Scd1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа (Elisa) - O00767

Артикул: CM0008006



### введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого SCD1 (стеароил-КоА-десатуразы), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МФК (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Нацелено на фермент биосинтеза жирных кислот; идеально для метаболических исследований и исследований липидов. Перекрестная реактивность с человеком.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | SCD1 кроличье мАт                                                                                                        |
| Примечания/Псевдоним      | SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                  |
| ID гена (Человек)         | 6319                                                                                                                     |
| ID гена                   | 6319                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 260-359 человеческого SCD1 (NP_005054.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                   |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                  |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                  |
| SWISS                     | O00767                                                                                                                   |
| Молекулярный вес белка    | 42кДа                                                                                                                    |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                           |