


Кроличья Поликлональная Антитело Против Scd1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф/Исс, Ифа - 000767

Артикул: CM0020711



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого SCD1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Стеароил-КоА-десатураза участвует в биосинтезе липидов и энергетическом гомеостазе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCD1 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008; SCD
Вид	Человек
GeneID (человек)	6319
GeneID	6319
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SCD (NP_005054.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	000767
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	В ледяном пакете