

Поликлональные Антитела Против Scd5 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q86Sk9

Артикул: CM0013893

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому SCD5 (стеароил-КоА десатураза 5, алиас SCD4/ACOD4), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Участвует в десатурации жирных кислот, пролиферации нейронов и развитии тугоухости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCD5 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	SCD4; ACOD4; FADS4; HSCD5; DFNA79; SCD5
Вид	Человек
ID гена	79966
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–75 человеческого SCD5 (NP_001032671.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86SK9
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	С холодильным элементом