

Кроличье Поликлональное Антитело Против Scd5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q86Sk9

Артикул: CM0026609

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против SCD5, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует SCD5 человека, мыши и крысы — ключевой фермент в биосинтезе жирных кислот и нейрональной дифференцировке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCD5 Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	SCD4; ACOD4; FADS4; HSCD5; DFNA79; SCD5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79966
ID гена	79966
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 231-330 белка SCD5 человека (NP_001032671.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86SK9
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом