

Анти-Scfd1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wvm8

Артикул: CM0025192

введение

Поликлональные антитела кролика против SCFD1 (также известного как SLY1, STXBP1L2) для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Валидированы на человеке, мыши и крысе. Идеальны для изучения транспорта между ЭПР и аппаратом Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCFD1 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	SLY1; RA410; SLY1P; STXBP1L2; C14orf163; SCFD1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23256
ID гена	23256
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 373-642 человеческого SCFD1 (NP_057190.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WVM8
Молекулярный вес белка	72кДа
Доставка	Сумка со льдом