

Кроличыи Поликлональные Антитела K Anti-Scg2 Для Wb, If-P, Elisa - P13521

Артикул: CM0027194

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого SCG2 (Secretogranin-2), валидированные для WB, IF-P, ELISA. Реагируют с человеческим и крысиным белком. Подходят для исследований в нейроэндокринологии и изучения биогенеза секреторных гранул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCG2 Кроличыи pAb
Примечания/Псевдоним	SN, CHGC, EM66, SgII, SCG2
Вид	Человек
ID гена	7857
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-320 человеческого SCG2 (NP_003460.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P13521
Молекулярный вес белка	71кДа
Доставка	Сумка со льдом