


## Кроличья Поликлональная Антитела К Scgb1A1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P11684

Артикул: CM0023561



### введение

Кроличья пАб к SCGB1A1 выявляет человеческий SCGB1A1 (Утероглобин/CC10), секреторный белок клубных клеток, валидирован для WB, IF-P, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Идеально подходит для исследований дыхательной системы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | SCGB1A1 Кроличья пАб                                                                                                                      |
| Примечания/Алиасы         | UGB, UP1, CC10, CC16, CCSP, UP-1, CCPBP, SCGB1A1                                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                   |
| ID гена (человек)         | 7356                                                                                                                                      |
| ID гена                   | 7356                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок   Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 22-91 человеческого SCGB1A1 (NP_003348.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                    |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                   |
| Применение                | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                                               |
| SWISS                     | P11684                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 10 кДа                                                                                                                                    |
| Доставка                  | Аккумулятор холода                                                                                                                        |