

Поликлональные Антитела Против Scgb3A2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q96PI1

Артикул: CM0016541

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SCGB3A2, секретоглобина, обладающего противовоспалительным и антифибротическим действием. Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белками. Идеально подходят для исследований развития легких и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCGB3A2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LU103, PNSP1, UGRP1, pнSP-1, SCGB3A2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	117156
ID гена	117156
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-93 человеческого SCGB3A2 (NP_473364.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96PL1
Молекулярный вес белка	10кДа
Доставка	Сумка со льдом