


Кроличья Поликлональная Антитела Против Scin Для Вб, If/Icc, Ифа — Q9Y6U3

Артикул: CM0019908



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого SCIN (Синдерин/Адсверин) для ВБ, IF/ICC и ИФА. Реагирует с человеческими и мышиными образцами. Подходит для исследований экзоцитоза, мегакариоцитов и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCIN кроличья поликлональная антитела (pAb)
Примечания/синонимы	SCIN; адсверин
Вид антигена	Человек
ID гена	85477
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 1-100 человеческого SCIN (NP_001106177.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y6U3
Молекулярная масса белка	80 кДа
Доставка	С холодоэлементом