

Поликлональное Антитело Anti-Scly Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96I15

Артикул: CM0014523



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика Anti-SCLY для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Реагирует с SCLY человека, мыши и крысы. Подходит для исследований метаболизма селеноцистеина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCLY Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	SCL; hSCL; SCLY
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51540
GeneID	51540
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 284-453 человеческого SCLY (NP_057594.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96I15
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом