

## Поликлональное Антитело Anti-Scml1 Для Wb, Elisa — Q9Un30

Артикул: CM0019173

### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SCML1, предположительно белка группы Polycomb, участвующего в транскрипционной репрессии. Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с белком крысы. Идеально подходит для исследований сперматогенеза и биологии развития.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье пАб к SCML1                                                                                                                |
| Примечания/синоним        | SCML1                                                                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| GeneID (человек)          | 6322                                                                                                                                |
| GeneID                    | 6322                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50–200 человеческого SCML1 (NP_006737.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Перекрёстная реактивность | Крыса                                                                                                                               |
| SWISS                     | Q9UN30                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 37 кДа                                                                                                                              |
| Условия доставки          | Пакет со льдом                                                                                                                      |