


Антитела Кролика Против Scn1B (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q07699

Артикул: CM0014446



введение

Поликлональные антитела кролика против SCN1B, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают SCN1B человека, мыши и крысы — регуляторную субъединицу потенциалзависимых натриевых каналов, участвующую в возбудимости нейронов и функции сердца. Идеально подходят для исследований в области нейробиологии и кардиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCN1B кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	DEE52; ATFB13; BRGDA5; EIEE52; GEFSP1; SCN1B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6324
ID гена	6324
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-160 человеческого SCN1B (NP_950238.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07699
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом