


Поликлональные Антитела Против Scn2A Для Вб, Ифа - Q99250

Артикул: CM0018366



введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого SCN2A (альфа-субъединица натриевого канала Nav1.2). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; 228 кДа. Идеально подходит для исследований в области нейробиологии и ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCN2A кроличьи пАт
Примечания/псевдонимы	EA9; HBA; NAC2; BFIC3; BFIS3; BFNIS; DEE11; HBSCI; EIEE11; HBSCII; Nav1.2; SCN2A1; SCN2A2; Na(v)1.2; SCN2A
Вид	Человек
ID гена (человек)	6326
ID гена	6326
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 275-401 человеческого SCN2A (NP_001035232.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99250
Молекулярная масса белка	228 кДа
Доставка	Холодильный пакет