


## Кроличья Поликлональная Антитело К Scn3B Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Ny72

Артикул: CM0014012



### введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий SCN3B — регуляторную бета-субъединицу натриевых каналов. Валидирована для WB, IF/ICC, ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными белками. Полезно для исследований кардиальной электрофизиологии и ионных каналов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | SCN3B Rabbit pAb                                                                                                |
| Примечания/псевдонимы     | SCNB3; ATFB16; BRGDA7; HSA243396; SCN3B                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                         |
| GeneID (человек)          | 55800                                                                                                           |
| GeneID                    | 55800                                                                                                           |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 23-160 человеческого SCN3B (NP_060870.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                          |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                         |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Мышь, крыса                                                                                                     |
| SWISS                     | Q9NY72                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка  | 25 кДа                                                                                                          |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                               |