


Поликлональное Антитело Против Scn5A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14524

Артикул: CM0019271



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на натриевый канал SCN5A (Nav1.5), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши. Подходит для исследований сердечной электрофизиологии и каналопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCN5A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HB1; HB2; HN1; IVF; VF1; HBBD; ICCD; LQT3; SSS1; CDCD2; CMD1E; CMPD2; PFHB1; Nav1.5; SCN5A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6331
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1950-2016 белка SCN5A человека (NP_932173.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q14524
Молекулярная масса белка	227 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом