

Поликлональное Антитело Anti-Scnn1b Для Wb И Elisa — P51168

Артикул: CM0022114



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на бета-субъединицу эпителиального натриевого канала (SCNN1B/бета-субъединица ENaC), для применения в WB и ELISA. Специфично к SCNN1B человека и мыши, идеально подходит для исследований почек и дыхательной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCNN1B Rabbit pAb
Примечания/синонимы	BESC1, ENaCb, SCNEB, LIDLS1, PHA1B2, ENaCbета, beta-ENaC, beta-NaCH, SCNN1B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6338
Идентификатор гена	6338
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 406-640 человеческого SCNN1B (NP_000327.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P51168
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	Хладагент в пакете