

Поликлональные Антитела К Scnn1b Для Вестерн-Блота И Ифа - P51168

Артикул: CM0022106

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные к бета-субъединице эпителиального натриевого канала (SCNN1B/ENaC бета) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Специфичны к SCNN1B человека и мыши, идеально подходят для исследований в области нефрологии и респираторной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCNN1B кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	BESC1, ENaCb, SCNEB, LIDLS1, PHA1B2, ENaCbeta, beta-ENaC, beta-NaCH, SCNN1B
Вид	Человек
ID гена (человек)	6338
ID гена	6338
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 406–640 белка SCNN1B человека (NP_000327.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P51168
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	Холодильный пакет