

Поликлональные Антитела К Scnn1G Для Вб, Игг-П, Ифа - P51170

Артикул: CM0024716



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому SCNN1G (гамма-субъединица ENaC). Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Реагируют перекрестно с мышинным белком. Идеально подходят для изучения физиологии натриевых каналов, функции почек и транспорта ионов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCNN1G кроличьи пАт
Примечания/Алиасы	PHA1; BEC3; ENaCg; LDL2; SCNEG; PHA1B3; ENaCgamma; SCNN1G
Вид	Человек
ID гена (человек)	6340
ID гена	6340
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P51170
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Холодильный пакет