

Кроличья Поликлональная Антитело Против Scnn1G Для Вб, If-P, Ihc-P, Ифа — P51170

Артикул: CM0020170



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому SCNN1G (гамма-субъединица ENaC). Валидирована для ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследования натриевых каналов и эпителиального транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCNN1G Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PHA1; BE5C3; ENaCg; LDL52; SCNEG; PHA1B3; ENaCgamma; SCNN1G
Вид	Человек
GeneID	6340 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-250 человеческого SCNN1G (NP_001030.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51170
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Айс-пак