


Поликлональные Антитела Против Sco1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - 075880

Артикул: CM0025511



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SCO1, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческим, мышиным, крысиным белками. Подходят для изучения митохондриального метаболизма меди и сборки цитохром с оксидазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCO1 Кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	SCOD1; MC4DN4; SCO1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6341
GeneID	6341
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого SCO1 (NP_004580.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75880
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом