

Кроличья Поликлональная Антитела Против Sco2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O43819

Артикул: CM0029501



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SCO2, подходящие для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагируют с SCO2 мыши и крысы (30 кДа), митохондриальным шапероном меди, необходимым для сборки цитохром с-оксидазы и функции дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличьи pAb против SCO2
Примечания/Альтернативные названия	TP; MYP6; TYMP; ECGF1; SCO1L; MC4DN2; CEMCOX1; PD-ECGF; TdRPase; Gliostatin; SCO2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9997
GeneID	9997
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43819
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	В пакете со льдом