

Кроличье Поликлональное Антитело Против Scp2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P22307

Артикул: CM0027031



введение

Кроличье pAb против SCP2 валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на образцах человека и мыши. SCP2 — это пероксисомный белок, катализирующий последний этап бета-окисления разветвленных жирных кислот и опосредующий перенос липидов. Подходит для исследований метаболизма и сердечно-сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SCP2
Примечания/Альтернативные названия	NLTP; SCOX; SCPX; SCP-2; SCP-X; NSL-TP; SCP-CHI; SCP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6342
ID гена	6342
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-322 белка SCP2 человека (NP_001007099.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P22307
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом