


Анти-Sctr Поликлональные Антитела Кролика - P47872

Артикул: CM0029023



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого SCTR (секретинового рецептора), подходящие для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Идеальны для исследований регуляции pH, термогенеза и водного гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCTR кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SR; SCTR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6344
GeneID	6344
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 151-461 человеческого SCTR (P47872).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P47872
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом