

Поликлональное Антитело Против Scyl2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q6P3W7

Артикул: CM0013418

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на SCYL2 (CVAK104). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA с реактивностью в отношении человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения клатрин-опосредованного трафика и нейрональной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Наименование продукта	Поликлональное антитело кролика против SCYL2
Примечания/Альтернативные названия	AMC4; AMCNACC; CVAK104; SCYL2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55681
GeneID	55681
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 белка SCYL2 человека (NP_060458.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6P3W7
Молекулярная масса белка	104 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом