

Поликлональные Антитела Против Sd1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - B6F2D9

Артикул: CM0022120

введение

Кроличьи поликлональные антитела против SD1 (гибереллин 20-оксидаза) *Oryza sativa*. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, идеально подходят для изучения биосинтеза гиббереллина и регуляции роста растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SD1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	sd1; GA20; Sd-1; 20ox2; C20ox2; SD1-2E; GA20OX2; Os20ox2; osGA20ox2; SD1
Вид	<i>Oryza sativa</i>
ID гена	4325003
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 <i>Oryza sativa</i> SD1 (Q0JH50)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	B6F2D9
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Сумка со льдом