

Антитела Кролика Поликлональные Против Sdc2 Для Wb, IHC-P, Elisa - P34741

Артикул: CM0018860



введение

Кроличьи pAb против SDC2, валидированные для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на синдекан-2, протеогликан гепарансульфата, регулирующий морфогенез дендритных деревьев и нейрогенез.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SDC2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HSPG; CD362; HSPG1; SYND2; SDC2
Вид	Человек
ID гена	6383
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий аминокислоты 19-144 человеческого SDC2 (NP_002989.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P34741
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка-холодильник