


Поликлональное Антитело Кролика Против Sdc4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P31431

Артикул: CM0024147



введение

Высококачественное кроличье поликлоральное антитело против человеческого SDC4 (Синдекан-4), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований биогенеза экзосом и разработки диагностических тест-систем. Распознает полосу около 22 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SDC4
Примечания/Альтернативные названия	SYND4; SDC4
Вид	Человек
ID гена (человек)	6385
ID гена	6385
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-145 человеческого SDC4 (NP_002990.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31431
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодильный пакет