

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Sdf4 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brk5

Артикул: CM0017692

введение

Поликлональное антитело кролика Anti-SDF4, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Выявляет SDF4 человека и мыши, кальций-связывающий белок массой 45 кДа, участвующий в кальций-зависимых процессах эндоплазматического ретикулула. Идеально подходит для исследований метаболизма и аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SDF4 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	Cab45; SDF-4; SDF4
Вид	Человек
GeneID (человек)	51150
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 37-200 человеческого SDF4 (NP_057260.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9BRK5
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом