

Поликлональные Антитела Против Sdha Для Вб, Игг-П, Иф/Мкк, Ифа - P31040

Артикул: CM0025912



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SDHA (флавопротеиновая субъединица комплекса сукцинатдегидрогеназы). Подтверждено применение для ВБ, ИГГ-П, ИФ/МКК, ИФА. Перекрестная реактивность с мышиными и крысиными гомологами. Иммуноген – рекомбинантный белок, охватывающий С-концевую область. Идеально подходит для исследований митохондриальной функции, метаболических заболеваний и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SDHA кроличьи пКАб
Примечания/синонимы	FP; PGL5; SDH1; SDH2; SDHF; CMD1GG; MC2DN1; NDAXOA; SDHA
Вид	Человек
ID гена (человек)	6389
ID гена	6389
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 385-664 человеческого SDHA (NP_004159.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/МКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31040
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом