


Поликлональные Антитела К Sdhaf2 Для Wb, Elisa - Q9Nx18

Артикул: CM0022905



введение

Кроличьи поликлональные антитела (pAb) к SDHAF2 для WB и ELISA, направленные против белка SDHAF2 человека (фактор сборки сукцинатдегидрогеназы митохондрий 2). Перекрестно реагируют с мышинным белком. Идеально подходят для исследований митохондриального метаболизма и цикла трикарбоновых кислот (цикла Кребса).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к SDHAF2
Примечания/Синонимы	PGL2; SDH5; hSDH5; C11orf79; SDHAF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54949
GeneID	54949
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-166 SDHAF2 человека (NP_060311.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NX18
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет