


Кроличье Моноклональное Антитело Против Sdhb Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Иммунофлуоресценции На Срезах, Игх На Срезах, Ифа - P21912

Артикул: CM0006542



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий SDHB. Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, ИГХ на срезах, ИФА. Детектирует эндогенный SDHB у человека, мыши, крысы. Идеально для исследований митохондриального комплекса II и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SDHB Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CWS2; IP; PGL4; SDH; SDH1; SDH2; SDHIP; сукцинатдегидрогеназный комплекс, железосерный субъединица B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6390
ID гена	6390
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-280 человеческого SDHB (P21912)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, иммунофлуоресценция на срезах, ИГХ на срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21912
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом