

Кроличья Поликлональная Антитело Против Sdhb Для Вб, Иф/Ик, Ифа — P21912

Артикул: CM0014449



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому SDHB (железо-серному субединицу сукцинатдегидрогеназы). Валидирована для Вестерн-блоттинга (ВБ), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (ИФ/ИК) и ИФА. Реагирует перекрестно с SDHB мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриального комплекса II, окислительного фосфорилирования и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SDHB Rabbit pAb
Примечания/Альясы	IP; SDH; CWS2; PGL4; SDH1; SDH2; SDHIP; MC2DN4; SDHB
Вид	Человек
ID гена (человек)	6390
ID гена	6390
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 29-280 человеческого SDHB (NP_002991.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21912
Молекулярная масса белка	32кДа
Доставка	Холодильная упаковка с льдом