

Кроличья Поликлональная Антитело Против Sdhb Для Wb, IHC-P, Elisa — P21912

Артикул: CM0021426



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий SDHB — железо-серный субъединик митохондриального комплекса II. Валидирована для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с SDHB мыши и крысы. Предполагаемая молекулярная масса — 32 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SDHB Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	IP, SDH, CWS2, PGL4, SDH1, SDH2, SDHIP, MC2DN4, SDHB
Вид	Человек
GeneID (человек)	6390
GeneID	6390
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот с 29 по 280 позицию человеческого SDHB (NP_002991.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21912
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Холодовой пакет