


Поликлональное Антитело Anti-Sdhc Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q99643

Артикул: CM0021715



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SDHC (субъединица C комплекса сукцинатдегидрогеназы), подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Детектирует SDHC человека, мыши и крысы. Мишень представляет собой мембранный белок митохондрий, участвующий в переносе электронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SDHC Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CYBL; PGL3; QPS1; SDH3; CYB560; SDHC
Вид	Человек
GeneID (человек)	6391
GeneID	6391
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–100 человеческого SDHC (NP_002992.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99643
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Сумка со льдом