

Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Sdhc Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99643

Артикул: CM0007368



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого SDHC (CYBL, SDH3), валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белками. Идеально подходит для исследований митохондриального комплекса II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SDHC Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CYBL; PGL3; QPS1; SDH3; CYB560; SDHC
Вид	Человек
GeneID	6391
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SDHC (NP_002992.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99643
Молекулярный вес белка	19 кДа
Доставка	Сумка со льдом