


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Sdhd Для Вб, Ифа - O14521

Артикул: CM0023923



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на SDHD (субъединица D сукцинатдегидрогеназы), для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белком, что позволяет использовать их в исследованиях митохондриального комплекса II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SDHD кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	PGL; CBT1; CWS3; PGL1; QPs3; SDH4; cybS; CII-4; MC2DN3; SDHD
Вид	Человек
ID гена (человек)	6392
ID гена	6392
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого SDHD (NP_002993.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14521
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодильный пакет