

Поликлональное Антитело Rabbit Polymab® К Sdpr/Cavin-2 Для Вб, Иф, Игг-Г, Ифа — O95810

Артикул: CM0004617

введение

Поликлональное антитело Rabbit PolymAb® к SDPR/Cavin-2 детектирует cavin-2 человека и мыши (SWISS: O95810) в ВБ, ИФ, ИГГ-Г, ИФА. Этот белок, ассоциированный с кавеолами, играет ключевую роль в искривлении мембраны и биогенезе кавеол. Идеально подходит для исследований в области IVD и разработки тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело Rabbit PolymAb® к SDPR/Cavin-2
Примечания/алиасы	SDR; SDPR; PS-p68; cavin-2
Вид	Человек
GeneID (человек)	8436
GeneID	8436
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 326-425 SDPR/Cavin-2 человека (NP_004648.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O95810
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодильный пакет