

Поликлональные Антитела Против Sdsl Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q96Ga7

Артикул: CM0015935



введение

Кроличьи поликлональные антитела против SDSL, предназначенные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Нацелены на белок человека, подобный сериндегидратазе (SWISS Q96GA7), перекрестно реагируют с мышью, подходят для исследований рака легких и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SDSL Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TDH; cSDH; SDH 2; SDS-RS1; SDSL
Вид	Человек
GeneID (Человек)	113675
GeneID	113675
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-137 человеческого SDSL (NP_612441.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q96GA7
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом