

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Sec11A Для Wb, If/Icc, Elisa - P67812

Артикул: CM0016755



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого SEC11A, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белками. Идеальны для изучения расщепления сигнального пептида эндоплазматического ретикулума.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEC11A кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SPC18, SPCS4A, SEC11L1, sid2895, 1810012E07Rik, SEC11A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23478
GeneID	23478
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 37-145 человеческого SEC11A (NP_055115.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P67812
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом