

Кроличья Поликлональная Антитело Против Sec13 Для Wb, IHC, IF/ICC, Elisa - P55735

Артикул: CM0014241



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SEC13, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции/ИКК и ИФА. Реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследования сигналинга NPC, COPII и mTORC1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SEC13 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	SEC13R; npr-20; SEC13L1; D3S1231E; SEC13
Вид	Человек
GeneID (человек)	6396
GeneID	6396
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-322 человеческого SEC13 (NP_899195.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55735
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодильный пакет